

Kugel Koagulometer MC4 PLUS

Das erste halbautomatische Koagulometer mit mechanischer und optischer Erfassung.
Ein perfekt abgestimmtes System, flexibel und schnell. Wir bieten Ihnen die Lösung.

**MC 4
PLUS**



EXPERIENCE. THE POWER OF INNOVATION.



**MC 4
PLUS**



Hauptmerkmale

- > Kugelmethode mit 4 Messkanälen
- > 1 optischer Kanal mit schaltbaren Wellenlängen (405 / 650 nm) (optional)
- > Als MICRO- und MACRO-Variante erhältlich
- > Kabellose Startpipette
- > Test- oder patientenorientierte Abarbeitung
- > Offenes System für alle Gerinnungstests und Reagenzien (clotting)
- > Integrierter Rechner (Anzeige und Speicherung aller Parameter)
- > PT, aPTT, FIB, TZ, Faktor und 3 frei programmierbare Tests
- > Datenausgabe via Display, online oder Thermodrucker
- > Hochauflösendes grafisches Display, 320 x 240 Pixel
- > Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch
- > Interner und externer Barcodescanner (optional)

Technische Spezifikationen

- > Abmessungen: 43,0 x 42,0 x 17,0 cm (L x B x H)
- > Gewicht: 11,0 kg (25 lb)
- > Netz: externes Weitbereichsnetzteil 90-260 V, 50/60 Hz

ABW Medizin und Technik GmbH
Lagesche Str. 15
D-32657 Lemgo

www.merlinmedical.net

Fon +49 . 52 61 . 927 294
Fax +49 . 52 61 . 927 296
Mobil +49 . 1 70 . 99 145 60

gadolf@abw-medizintechnik.de



MERLINmedical[®]
EXPERIENCE. THE POWER OF INNOVATION.

the coagulation-company